

Wasserbäder und Schüttelwasserbäder

Tabelle 1: Wasserbäder

Produktübersicht

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAXIMALES VOLUMEN	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
Bio-Budget Technologies Krefeld www.biobudget-shop.de Kontakt: Tel. +49 2151 6520830 info@bio-budget.de	Wasserbad	5 Liter	Max. Temperatur/Ablesbarkeit +99/0,1 °C; Zeitfunktion 99:59, Dauerbetrieb und Überhitzungsschutz Maximale Bestückung: 2 Module Ext. Maße (BxTxH): 48 cm x 21,5 cm x 33,5 cm, 2 Jahre Garantie	460,-
	Wasserbad	12 Liter	Max. Temperatur/Ablesbarkeit +99/0,1 °C; Zeitfunktion 99:59, Dauerbetrieb und Überhitzungsschutz Maximale Bestückung: 4 Module Ext. Maße (BxTxH): 48 cm x 31 cm x 38 cm, 2 Jahre Garantie	565,-
	Wasserbad	22 Liter	Max. Temperatur/Ablesbarkeit +99/0,1 °C; Zeitfunktion 99:59, Dauerbetrieb und Überhitzungsschutz Maximale Bestückung: 8 Module Ext. Maße (BxTxH): 68 cm x 36,5 cm x 39 cm, 2 Jahre Garantie	919,-
Biozym Scientific Hess. Oldendorf www.biozym.com Kontakt: Helmut Prechel Tel. +49 5152 9020 support@biozym.com Hersteller: Benchmark Scientific	myBath Digital Water Bath	2, 4, 8 oder 12 Liter	Wasserbad aus rostfreiem Stahl inkl. Deckel Einsätze für 0,5-ml- bis 50-ml-Tubes Justierbar mit Quik-Cal-Funktion Temperaturuniformität ±0,3°C	Ab 735,-
	BeadBath Duo	2 oder 10 Liter	Zwei separate Modi für Beads oder Wasser Justierbar mit Quik-Cal-Funktion Alle Vorteile eines Bead Bath: Kein Nachfüllen, sicherer Stand von verschiedensten Gefäßtypen, gekippte Inkubation möglich, für Dauerbetrieb designt	Ab 860,-
Carl Roth Karlsruhe www.carlroth.de Kontakt: Tel. +49 721 5606 1025 info@carlroth.de	WTB-Serie	51 Liter	3,5"-Farbgrafikdisplay mit Touchscreen Integrierte Digitaluhr Keine störenden Einbauten	Ab 871,-
	Precision-Serie	28 Liter	Memory-Funktion speichert 4 Solltemperaturen Interner Wasserablaufschlauch mit Schnellkupplung integriert Keine störenden Einbauten	Ab 735,-
	Hydro-Serie	41 Liter	TFT-Display mit Anzeige aller Prozessdaten Mit Entleerungshahn Drei anwendungsspezifische Timer-Funktionen	Ab 808,-
	WB-Serie	22 Liter	Gerät mit oder ohne Pumpe erhältlich LCD-Display Wasserablauf mittels Schnellkupplung	Ab 565,-
	PURA-Serie	36 Liter	Timer-Funktion Keine Einbauten im Gerät Eingebauter Trockenschutz und Griffmulde	Ab 815,-
Dunn Labortechnik Asbach www.dunnlab.de Kontakt: Tel. +49 2683 430 94 info@dunnlab.de Hersteller NB301: N-Biotek Hersteller SWB-Modelle: Shellab	NB301	10 Liter	5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C LED-Anzeige für Temperatur, Zeit und Stromfehler Inklusive Federdrahtgestell für sichere Gefäßpositionierung	Auf Anfrage
	SWB7-2 SWB15-2 SWB23-2	7 Liter 15 Liter 23 Liter	5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C Edelstahlwanne mit kontaktfreiem, vertieftem Heizelement und Übertemperaturschutz Seitliche Handgriffe für einfachen Transport, inklusive giebelförmigem Edelstahldeckel	Auf Anfrage
	SWBC22-2	22 Liter	5 °C über Raumtemperatur bis 80 °C Zirkulierendes Wasserbad, Edelstahlwanne mit kontaktfreiem, vertieftem Heizelement Seitliche Handgriffe für einfachen Transport, inklusive giebelförmigem Edelstahldeckel	Auf Anfrage
Peter Huber Offenburg www.huber-online.com Kontakt: Tel. +49 781 9603 123 sales@huber-online.com	Modellreihen CC und Kiss	6-25 Liter	Wärmethermostate mit Bädern aus Polycarbonat Arbeitstemperatur bis 100°C	Auf Anfrage
	Modellreihen CC und Kiss	6-25 Liter	Wärmethermostate mit Bädern aus Edelstahl Arbeitstemperatur bis 200°C	Auf Anfrage

LAUDA



EXAKTE TEMPERIERUNG IM WASSERBAD

LAUDA Hydro – Die Gerätelinie für Ihre Laboranwendung

Konzipiert für ein breites Anwendungsspektrum im Labor, umfasst das Portfolio von LAUDA Wasserbäder in sechs Varianten, dazu zwei Wasserbäder mit Umwälzfunktion sowie drei Schüttelwasserbäder, fünf Abdampfbäder und ein Paraffinstreckbad. Mit praktischem Zubehör lassen sich die Bäder perfekt auf unterschiedlichste Anwendungsgebiete anpassen. LAUDA Hydro Wasserbäder sind nahezu wartungsfrei, einfach zu bedienen und für den Dauerbetrieb im Labor bestens gerüstet. www.lauda.de

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

Tabelle 1: Wasserbäder

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAXIMALES VOLUMEN	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
Julabo Seelbach www.julabo.com/de Kontakt: Tel. +49 7823 510	PURA 4	4,5 Liter	Einfache Bedienung Keine störenden Elemente im Bad Flexibel einsetzbar	Auf Anfrage
	PURA 10	9,5 Liter	s.o.	Auf Anfrage
	PURA 14	14 Liter	s.o.	Auf Anfrage
	PURA 22	25,5 Liter	s.o.	Auf Anfrage
	PURA 30	36 Liter	s.o.	Auf Anfrage
Lauda Dr. R. Worbser Lauda-Königshofen www.lauda.de Kontakt: Tel. +49 9343 503 0 info@lauda.de	Hydro H 4 – H 41	3,5 bis 37,9 Liter	Direkttemperierung für kurze Aufheizzeiten Hohe Prozesssicherheit durch zweifachen Übertemperaturschutz, elektronische Überwachung sowie optisches und akustisches Alarmsignal Intuitive, einfache Bedienung, Steuerung über TFT-Display und Softkeys	750,- bis 1.450,-
	Hydro H 8 A und H 16 A	7,0 und 13,9 Liter	Mit integriertem Umwälzsystem Temperaturhomogenität: $\pm 0,02$ K	1.350,- bis 1.500,-
LTF Labortechnik Wasserburg/Bodensee www.labortechnik.com Kontakt: Tel. +49 8382 98520 info@labortechnik.com	WB-4MS	4 Liter	Wasserbad mit Magnetrührer Hohe Temperaturgenauigkeit Vier verschiedene Einsätze	Ab 871,-
	Thermo TW	8,5 Liter	Leicht zu bedienen Exakt definierbare Temperaturkontrolle Automatische Wasserstands-Erkennung	Ab 869,-
	MKBW	2 bis 150 Liter	Sehr gute Wärmeisolation In verschiedenen Größen erhältlich Widerstandsfähig gegenüber vielen Säuren, aus Polypropylen	Auf Anfrage
Memmert Schwabach www.memmert.com Kontakt: Tel. +49 9122 925 0 sales@memmert.com	WNB7	7 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE7	7 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNB10	10 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE10	10 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNB14	14 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE14	14 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNB22	22 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE22	22 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNB29	29 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE29	29 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNB45	45 Liter	Basic Regler, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage
	WNE45	45 Liter	Excellent Regler, mehrfacher Temperaturschutz, hochwertiger Edelstahl, vielfältiges Zubehör Heizkonzept für optimale Temperaturverteilung	Auf Anfrage

Produktübersicht

ANBIETER HERSTELLER	PRODUKT- NAME	MAXIMALES VOLUMEN	SONSTIGES, BESONDERHEITEN, ALLGEMEINES	PREIS / EURO
Phoenix Instrument Garbsen www.phoenix-instrument.de Kontakt: Tel. +49 5131 90 818 30 info@phoenix-instrument.de	WB-5	5 Liter	Inklusive Edelstahldeckel	460,-
	WB-12	12 Liter	Inklusive Edelstahldeckel	565,-
	WB-22	22 Liter	Inklusive Edelstahldeckel	919,-
	WB-22P	22 Liter	Inklusive Edelstahldeckel Mit eingebauter Pumpe	1.015,-
	WB-40P	40 Liter	Inklusive Edelstahldeckel Mit eingebauter Pumpe	1.530,-
Thermo Fisher Scientific Langensfeldbold www.thermofisher.com Kontakt: Tel. 0800 1 536 376 (innerhalb Deutschlands) Tel. +49 6184 90 6000 (von außerhalb Deutschlands) info.labequipment.de@ thermofisher.com	Precision Universal-Wasserbäder	2, 5, 10, 20 oder 28 Liter sowie Dual-Modell mit 5 und 10 Litern	Leicht zu reinigen (keine Spirale im Bad) Einfache Bedienung mit symbolbasierter Benutzeroberfläche, Speichermöglichkeit für häufig verwendete Einstellungen und Zeitschaltuhr für automatisches Vorheizen und Ausschalten Umfangreiche Sicherheitsfunktionen für optimalen Probenschutz	Ab 735,-
	Precision Umwälzwasserbäder	19, 35 oder 89 Liter	Hervorragende Temperaturkonstanz durch Umwälzung entlang des äußeren Rands des Bads Einfache Reinigung und Wartung durch Konstruktion ohne Heizschlange sowie einfache Bedienung mit symbolbasiertem Display und Zeitschaltuhr Umfangreiche Sicherheitsfunktionen inklusive akustischem Alarm und Schutzabschaltung bei zu niedrigem Füllstand	Ab 2.166,-
	Precision Coliform-Wasserbäder	19 oder 35 Liter	Speziell für Stuhlproben tests auf Kolibakterien entwickelt Einfache Reinigung (keine Heizschlange) und einfache Bedienung mit symbolbasiertem LCD-Display, Zeitschaltuhr und umfangreichen Sicherheitsfunktionen Hervorragende Temperaturkonstanz durch Umwälzung entlang des äußeren Rands des Bads	Ab 2.592,-



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

CORIO™

Der funktionale Allround-Thermostat für den Laboralltag

Keine Kompromisse. Die CORIO Modelle bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre täglichen Temperieraufgaben im Labor. Entwickelt mit zukunftsweisenden Technologien, nach höchsten Qualitätsstandards und mit allen Kernfunktionen für eine interne Temperierung. Präzision garantiert.

Alle Modelle entdecken
corio-presenter.julabo.com

